

Datenerstellung TTA Tier Thermometer Auto

Wir benötigen Druckdaten (High-Res-PDF) nach CMYK.
Sonderfarben bitte in CMYK umwandeln.

Bei randabfallendem Druck ist eine Überfüllung je Seite von 2 mm erforderlich, um Blitzer zu vermeiden.

Text, Logos etc. bitte mindestens 3 mm entfernt von der Stanzkante halten.

Das Thermometer ist frei platzierbar, bitte jedoch mindestens 5 mm von Stanzkante Abstand halten.

Wenn Sie neben dem Thermometer eine gedruckte Legende haben möchten, so müssen Sie diese in den Druckdaten mit anlegen.

Für das Thermometer bitte einen Platzhalter in schwarz in der Größe 10 x 130 mm anlegen.
Natürlich kann alles individuell gestaltet werden, die beigegefügte Datei dient lediglich zur Orientierung.

Die Druckdaten bitte einmal mit integrierter Stanze als PDF senden und als Druckdatei bitte ohne Stanzkontur.

Technische Daten TTA Tier Thermometer Auto:


Material: 300 g Bilderdruck matt

Größe: 72 x 210 mm

Druck: 4/4-farbig CMYK

Thermometer: 10 x 130 mm vertikal mit 18 Temperaturen 18-52°C

Vorderseite // Front page



Rückseite // Backpage



Datenhinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Stanzform für die Rückseite gespiegelt werden muss.

Standard-Layout



Legende // key

Beschneitzugabe 2 mm
// Trim off 2 mm

Stanzkontur
// Cut contour

Gestaltungsfläche
// Design area

Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Stanzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges